



INSTITUT PASTEUR D'ALGERIE

Route du Petit Staouéli – Dely

Ibrahim - Alger

Tel : 0 23 36 75 04. Poste : 155

Service des Bactéries Anaérobies et du Botulisme

FICHE DE RENSEIGNEMENT

Nom

N°

Prénom.....

Opérateur

Age..... Sexe.....

Date de prélèvement...../...../.....

Adresse/ Région

Lieu d'hospitalisation.....

Nature et Siège du prélèvement.....

Renseignements

Clinique.....

Maladies associées.....

Antibiotiques reçus.....

Durée du traitement.....

Autres examens effectués.....

Recommandation : Les pus (Abscesses profonds divers, OMC, Sinusites, Pus pied diabétique...) : doivent être acheminés rapidement vers le laboratoire, de préférence à température ambiante de 20°C.

Le prélèvement doit être réalisé avec une asepsie rigoureuse et en évitant son exposition à l'O₂ de l'air.

- A l'aide d'une seringue, si le pus excède 02ml, et envoyé aussitôt, après avoir bouché les deux extrémités
- A l'aide d'un écouvillon en alginate de Ca, si la quantité de pus est inférieure à 02ml, faire un prélèvement profond, puis introduire aussitôt dans un milieu de transport pour bactéries anaérobies (contenant un indicateur d'anaérobiose tel que la résazurine).